



Combinaison des technologies LED (rouge - ambre - bleu), Infrarouge proche et Infrarouge proche profond pour cibler toutes les couches, superficielles et profondes, de la peau.

- ✓ Réduit les rides et ridules, améliore la microcirculation, stimule la création de collagène et d'élastine.
- ✓ Atténue les taches de pigmentation.
- ✓ Réduit les rougeurs et imperfections liées à l'acné.
- ✓ Une peau plus lisse, un teint uniforme et lumineux et une peau plus nette.


#### Lentilles convexes brevetées Caeli :

Chaque LED est équipée d'une lentille convexe, pour une **lumière plus focalisée et une diffusion uniforme, améliorant l'efficacité du soin.**

#### Placement intelligent de l'Infrarouge proche profond :

Les LEDs infrarouge proche profond sont placées là où les signes de l'âge apparaissent le plus pour des résultats ciblés et efficaces.

**Premiers résultats visibles dès 2 semaines d'utilisation.**



120 LED et 480 ampoules LED, radiance entre 12.2 et 32.8mW/cm<sup>2</sup>.

Masque en silicone doux, hygiénique, léger et ultra-flexible **conçu pour s'adapter parfaitement à tous les types de peau.**

**Couverture du cou et du décolleté.**


Sans fil, rechargeable, télécommande latérale intégrée.

Programme de séances :

- 1<sup>ère</sup> semaine : 1x tous les 3 jours pendant 10min max
- 2<sup>ème</sup> semaine : 1x tous les 2 jours pendant 10min max
- 3<sup>ème</sup> semaine : 1x tous les 2 jours pendant 10min max
- 4<sup>ème</sup> semaine : 1x par jour pendant 20min max
- Puis 1 à 2x par semaine pour maintenir les résultats.

Pochette de rangement incluse.

7 programmes pour cibler toutes les problématiques de peau :



- **LED Rouge (633nm)** : Lisse les rides, stimule le collagène et améliore la microcirculation pour une peau visiblement plus jeune.
- **LED Bleue (463nm)** : Combat les rougeurs et imperfections liées à l'acné pour une peau plus saine.
- **LED Ambre (605nm)** : Atténue les taches de pigmentation, réduit les rougeurs et action apaisante, pour un teint plus uniforme.
- **Infrarouge proche + Infrarouge proche profond (830nm + 1072nm)** : Ciblent les couches profondes pour réduire les rides, stimuler la production de collagène et d'élastine et améliorer la circulation sanguine. La peau est plus ferme, et tonique.
- **LED Rouge + Infrarouge proche + Infrarouge proche profond** : Agit du derme à l'hypoderme pour combattre les signes de l'âge tout en régénérant les cellules cutanées en profondeur.
- **LED Violette (Rouge + Bleu + Infrarouge proche + Infrarouge proche profond)** : La combinaison ultime pour lutter contre les imperfections liées à l'acné et les signes du vieillissement.
- **LED Orange foncé (Rouge + Ambre + Infrarouge proche + Infrarouge proche profond)** : Unifie le teint, raffermit et lifté pour un aspect plus sculpté et rajeuni.