

REVITIVE Arthrose-Genou

Cible spécifiquement l'arthrose au niveau de cette articulation majeure



Ses Points Forts



Traitement complet de la douleur

Combinaison de deux technologies éprouvées, électrostimulation musculaire (EMS) et neurostimulation électrique transcutanée (TENS), pour le soulagement des douleurs chroniques arthritiques, articulaires, musculaires et névralgiques dans les pieds, les jambes et les genoux.



Stimulation à impulsions larges **brevetée**

Prouvé cliniquement, le système associe l'activation ciblée des muscles et des périodes spécifiques de détente, pour une stimulation musculaire plus efficace et plus confortable.



Système IsoRocker® **brevetée**

Le système IsoRocker 20° avancé assure le mouvement optimal de l'articulation de la cheville, pour reproduire le mouvement de bascule du pied. Tandis que les muscles de la jambe se contractent et se relâchent sous l'effet de l'électrostimulation musculaire, un mouvement de bascule doux se produit naturellement.



Liberté sans-fil

L'appareil s'utilise pratiquement n'importe où : la batterie lithium-ion entièrement chargée a une autonomie de 210 minutes, soit l'équivalent de sept séances quotidiennes de 30 minutes.



Sans médicament



99 niveaux d'intensité



17 formes d'ondes de stimulation



Minuterie ajustable



Télécommande

Dans le Coffret

REVITIVE Arthrose-Genou est livré avec notice, 2 Electrodes Arthrose XL, 2 électrodes corporelles, télécommande avec piles AAA, et prise secteur



Contre-indications

Ne pas utiliser dans les cas suivants :

- Port d'un dispositif électronique implanté tel qu'un pacemaker ou un défibrillateur cardiovertreur implantable automatique (DCIA)
- Thrombose veineuse profonde (TVP) existante
- Grossesse

Accessoires REVITIVE

Les électrodes REVITIVE Arthrose-Genou et électrodes corporelles peuvent être utilisées de 20 à 30 fois. Des électrodes de remplacement sont disponibles chez votre revendeur REVITIVE

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.revitive.com

Copyright © 2019 Actegy Ltd. Tous droits réservés. ACTEGY®, REVITIVE®, et ISOROCKER® sont des marques ou des marques déposées d'Actegy Ltd. Ce produit ACTEGY est un design exclusif protégé par la législation applicable sur les dessins et modèles industriels.

16417523 04.2019

Douleurs, gonflements et raideurs dûs à l'arthrose du genou ?

Découvrez

REVITIVE

ARTHROSE-GENOU

Nouveau



Marion Game

Comédienne et utilisatrice de REVITIVE

Traitement et soulagement ciblés de l'arthrose du genou

RECOMMANDÉ PAR DES EXPERTS MÉDICAUX

TESTÉ EN CLINIQUE

SANS MÉDICAMENTS

DISPOSITIF MÉDICAL

Comment REVITIVE peut-il m'aider ?

Le genou est une des articulations les plus souvent touchées par l'arthrose, ce qui provoque douleurs, raideurs et gonflements. De plus, ces symptômes provoqués par l'arthrose réduisent l'activité physique et la mobilité, et entraînent une mauvaise circulation sanguine dans les jambes causant aussi des douleurs et des gonflements.

REVITIVE Arthrose-Genou est la nouvelle innovation de la marque REVITIVE, reconnue pour la haute performance de ses stimulateurs circulatoires, No.1 en France et conçus par des chercheurs de renommée pour soulager les symptômes persistants d'une mauvaise circulation. Les dispositifs médicaux REVITIVE sont sans médicament, développés à partir de technologies professionnelles pour apporter leurs bénéfices à domicile, au quotidien.

REVITIVE Arthrose-Genou est un nouveau dispositif unique conçu spécifiquement pour lutter contre les symptômes de l'arthrose du genou et pour:

- ▶ Soulager les douleurs et les raideurs de l'articulation du genou
- ▶ Réduire le gonflement des genoux, des pieds et des chevilles
- ▶ Renforcer les muscles de la jambe pour soutenir et stabiliser le genou
- ▶ Améliorer le mouvement sans douleur
- ▶ Stimuler la circulation dans le genou, pour une meilleure santé de l'articulation



Comment fonctionne REVITIVE Arthrose-Genou ?



REVITIVE Arthrose-Genou a été développé en collaboration avec des chercheurs scientifiques et associe deux technologies cliniquement prouvées – l'électrostimulation musculaire (EMS) et la neurostimulation transcutanée (TENS).

Doté d'une technologie unique « **TripleAction** », REVITIVE Arthrose-Genou est un traitement ciblé pour les pieds, les mollets et les cuisses, visant à optimiser le traitement de l'arthrose.

Le programme EMS breveté des repose-pieds favorise la circulation sanguine dans les jambes, pour une meilleure santé de l'articulation du genou.

Le ModeArthrose EMS unique permet un renforcement supérieur des muscles quadriceps de la jambe par l'intermédiaire des Électrodes Arthrose, ce qui soutient et stabilise le genou et, par conséquent, soulage la douleur.

Le programme TENS peut être utilisé pour obtenir un soulagement immédiat et temporaire de la douleur au niveau des jambes, par l'intermédiaire des électrodes corporelles antidouleur, plus petites.

Comment utiliser l'appareil...



1

Utilisez les repose-pieds quotidiennement



2

Utilisez les grandes Electrodes Arthrose cinq fois par semaine



3

Utilisez les petites électrodes corporelles selon les besoins

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.revitive.com

RECOMMANDÉ PAR DES EXPERTS MÉDICAUX

TESTÉ EN CLINIQUE

SANS MÉDICAMENTS

DISPOSITIF MÉDICAL