

VitaDock[®]

by MEDISANA[®]

30
MEDISANA[®]
1982 - 2012

Downloaded from www.vandenborre.be

CardioDock 2

Bloeddruk meetmodule



Art.-Nr. 51285 / EAN 40 15588 51285 8

De nieuwe manier van bloeddruk- en hartslagmeting

- Precieze bloeddrukmeting aan de bovenarm met de iPhone[®], iPad[®] of iPod touch[®]
- Duidelijke evaluatie van de resultaten naar classificatie van WHO*
- Preciezer meetresultaten bij sterk wisselende bloeddruk dankzij toepassing van de gepatenteerde 3 MAM-technologie (gewogen gemiddelde over drie opeenvolgende metingen)
- Gecertificeerd medisch product, 3 Jaar garantie



Nieuw: nu ook voor iPad.



Available on the
App Store

Made for
iPod iPhone iPad

MDD
93/42/EWG | Zertifiziertes Medizinprodukt
Certified Medical Device

VitaDock®

by MEDISANA®

30
MEDISANA
1982 – 2012

Downloaded from www.vandenborre.be

CardioDock 2

Bloeddruk meetmodule



Functies van de VitaDock® App

Een App voor uw gezondheid



- Intuïtieve menustructuur
- Vastleggen van meerdere gebruikersprofielen
- Grafische weergave van alle meetwaarden in een tijdvak
- Veilige gegevens door opslag op het iOS apparaat (versleutelde data-overdracht bij Bluetooth®)
- Eenvoudige uitwisseling van data per e-mail
- Gratis download en automatische installatie van de VitaDock® App



Available on the
App Store

VitaDock® Cloud



Met de nieuwe VitaDock Cloud kunt u al uw gegevens veilig online opslaan en tussen verschillende iOS apparaten synchroniseren, zodat u overal en altijd toegang tot uw data heeft.

- Voor veiligheid geoptimaliseerde, versleutelde data-overdracht
- Synchroniseren (b.v. tussen iPhone en iPad)
- Backup van gegevens dankzij online opslag
- Delen van gegevens met arts of via online portals.

Technische data

- Omvang manchet: 22 – 32 cm voor volwassenen met een gemiddelde bovenarmomtrek. Optioneel verkrijgbaar: manchet maat L (art. nr. 51284) (omtrek 30 - 42 cm)
- Gewicht: 213 g
- Meetbereik bloeddruk: 30 – 280 mmHg
- Meetbereik hartslag 40 – 200 slagen/min.
- Maximale meetafwijking voor de bloeddrukmeting: ± 3 mmHg
- Maximale meetafwijking voor de hartslag: ± 5 % van de gemeten waarde
- Meetmethode: oscillometrisch, aparte meting of bij 3 MAM meetmethode (gewogen gemiddelde van 3 opeenvolgende metingen) mogelijk
- Oppompen: automatisch d.m.v. een micropomp

- Leeglaten: automatisch
- Bedrijfsconditie: + 10 °C tot + 40 °C, 15 - 90 % vochtigheidsgraad
- Opslagtemperatuur: -20 °C tot + 55 °C

Inhoud

- CardioDock 2 bloeddruk meetmodule
- EasyForm manchet voor bovenarm met slang
- USB oplaadkabel
- Opbergetui
- Gebruiksaanwijzing

Logistieke data

- Art. nr. 51285
- EAN 40 15588 51285 8
- PZN 9537902

Verkoopverpakking

- 1
- 13,5 x 18,9 x 12,8 cm
- 0,8 kg

Verpakkingseenheid

- 4
- 55,1 x 20,0 x 13,9 cm
- 3,6 kg